



FICHA TECNICA: LENTES BLANDAS REEMPLAZO TRIMESTRAL



C/ RAMAL DE HOYOS 7 LOCAL 53
29620 TORREMOLINOS. MALAGA
TEL: 952 37 71 16
FAX: 952 37 71 16

PEDIDOS: info@nhoalent.com
WEB: WWW.NHOALENT.COM

Lentes: Lentes de Contacto **A MEDIDA.**

MODELO	LENTE	MATERIAL	DK	DØ	RADIOS	POTENCIAS
E-38	ASFERICAS	POLYMACON	7,9	11,50-16,00 0,50mm.paso	7,00-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
E-49	ASFERICAS	FILCON I 2	16	11,50-16,00 0,50mm.paso	7,00-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
E-60	ASFERICAS	FILCON_II 2	26	11,50-16,00 0,50mm.paso	7,00-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
HIDRO 65 Hidrogel-Silicona	ESFERICAS	HIDROGEL-SILICONA	77,5	12,00-16,00 0,50mm.paso	7,00-A-9,8.	-30,00 A+30,00. 0,25 dp. paso
NH-AFAQUIA Hidrogel-Silicona	ESFERICAS	HIDROGEL-SILICONA	77,5	12,00-16,00 0,50mm.paso	6.50-A-9,8.	+10,00 A +30,00. 0,25 dp. paso
T-38	TORICAS	POLYMACON	7,9	12,50-15,00. 0,50mm.paso	7,00-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
TH-48D	TORICAS	FILCON I 2	16	12,50-16,00 0,50mm.paso	7,00-A-9,8	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
T60-CONFORT	TORICAS	FILCON_II 2	26	12,50-16,00 0,50mm.paso	7,00-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
T-65 HYDRO	TORICAS HS	HIDROGEL-SILICONA	77,5	13,00-16,00 0,50mm.paso	7,00-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
TR-48 EXTRM	TORICAS* TORO EXTERNO	FILCON I 2	16	12,00-16,00 0,50mm.paso	7,00-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
EYE-VISION 38	PROGRESIVA ESFERICAS	FILCON I 2	7.9	12,00-16,00 0,50mm.paso	7,00-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
EYE-VISION 49	PROGRESIVA ESFERICAS	FILCON I 2	16	12,00-16,00 0,50mm.paso	7,00-A-9,8	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
EYE-VISION HIDRO	PROGRESIVA ESFERICAS	FILCON I 2	77.5	13,00-16,00 0,50mm.paso	7,00-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
OPTIMA-PR	PROGRESIVA TORICA	FILCON_II 2	26	12,00-16,00 0,50mm.paso	7,00-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso
OPTIMA-PR HIDRO	PROGRESIVA TORICA	HIDROGEL SILICONA	77.5	13,00-16,00 0,50mm.paso	7,00-A-9,8.	+30,00 A-30,00. 0,25 dp. paso

LENTE PROGRESIVA : ADC +0.75 A +4.00

Trazabilidad: Número de lote.

Conservación: Temperatura ambiente. (15-35°)

Esterilización: Autoclave